



User manual


Popis výrobku

Liip Smart Monitor je chytrý náramek, který poskytuje informace o hlavních životních funkcích dítěte: srdeční frekvence, hladiny kyslíku v krvi a teploty, prostřednictvím nejnovatějších technologií.

Liip Smart Monitor vás informuje o neustálých změnách životních funkcí, které jsou mimo normální hodnoty, prostřednictvím aplikace Liip Care na chytrých telefonech / tabletech.


Obsah krabice:

- A. Liip Smart Monitor
- B. Výměnné náramky
- C. Nabíječka
- D. USB kabel
- E. Resetovací tlačítko
- F. Uživatelská příručka




Přehled produktu

- 1. LED informační světlo
- 2. Tlačítko vypnuto a reset
- 3. Bezpečnostní západka
- 4. USB konektor pro nabíjení baterie
- 5. Pulzní oxymetrický senzor
- 6. Čep
- 7. Senzor teploty



1.



Nabíjte Liip Smart Monitor baterie, dokud led kontrolka nezačne svítit zeleně.

2.



Stáhněte si aplikaci do svého smartphonu, hledejte Liip v obchodě s aplikacemi.

3.



Spusťte aplikaci a podle pokynů vytvořte svůj uživatelský účet a propojte svůj telefon s chytrým monitorem Liip

4.

Liip Smart Monitor

Liip WZ6W


▶ PIN: 992400

P/N: 2000000

S/N: L2P000000001

Chcete-li propojit Liip Smart Monitor se smartphonem, musíte zadat propojovací kód. Tento kód má 6 čísel a je umístěn ve spodní části pole.

5.



1-15 Měsíců



+15 Měsíců

Prizpůsobení a umístění Liip Smart Monitor : Liip Smart Monitor by měl být upevněn na levou nohu. Jádro by mělo směřovat nahoru a logo Liip směrem ven. Měl by být připevněn pevně, aby se při vyvíjení nejmenšího tlaku neotáčel kolem dětské nohy. U dětí starších 15 měsíců lze Liip Smart Monitor umístit také na zápěstí. Správný způsob umístění je na levou ruku s logem Liip směrem nahoru a dovnitř.

Pokyny k prání : Materiály používané v Liip Smart Monitor jsou hypoalergenní a snadno omyvatelné, což usnadňuje zajištění správné hygieny. Jádro a náramky se musí prát samostatně. Náramky lze prát v ruce / nebo v pračce při 30°C. Nepoužívejte bělidlo. Nesušte v sušičce. Nežehlete. Nečistěte chemicky. Jádro by mělo být čistěno suchým hadříkem, přičemž zvláštní pozornost je třeba věnovat tomu, aby senzory, pro jejich správnou funkci, byly co nejčistší.



Problém	Příčina	Řešení
Zpráva „Výpočet dat“ se zobrazovala na centrálním displeji po několika minut. Jsem připojen, ale nezobrazují se žádná data o životně důležitých funkcích.	1. Poloha Liip Smart monitoru je nesprávná. 2. Dítě je neklidné a hodně se pohybuje.	1. Přečtěte si video, která jsme pro vás připravili, v digitální výukové příručce na App Liip Care> Nastavení> Návod&gt; První použití> Jak umístit Liip Smart Monitor na vaše dítě 2. Počkejte, až se dítě uklidní. Poté zkontrolujte, zda je poloha a uchycení správné.
Dostávám mnoho oznámení "zkontrolovat polohu".	1. Poloha Liip Smart monitoru je nesprávná. 2. Dítě je neklidné a hodně se pohybuje. 3. Moje dítě váží méně než 3,4 kg.	1. Podívejte se na video, která jsme pro vás připravili, v digitální výukové příručce na stránce App Liip Care > Nastavení> Návod&gt; První použití> Jak umístit Liip Smart Monitor na vaše dítě. 2. Počkejte, až se dítě uklidní. Poté zkontrolujte, zda je poloha a uchycení správné. 3. U novorozenců s nízkou porodní hmotností doporučujeme, abyste si přečetli digitální didaktickou příručku, kde vysvětlujeme, jak umístit Liip na děti předčasně narozené a děti mladší 15 dnů: Péče o aplikaci Liip> Nastavení> Návod&gt; První použití> Jak umístit Liip Smart Monitor na vaše dítě.
Neobdržel jsem zprávu s potvrzením účtu nebo obdržím zprávu "Chyba při registraci účtu".	1. Jsem připojen k Wi-Fi. 2. Nemám internetová data. 3. Mám špatné pokrytí. 4. Už jsem si vytvořil účet. 5. Napsal jsem nesprávnou e-mailovou adresu.	1. Resetujte Wi-Fi a ověřte, že vaše internetové připojení funguje správně. 2. K vytvoření uživatelského účtu musíte mít přístup k internetu. 3. Vyhledejte místo s lepším pokrytím. 4. Vraťte se na obrazovku registrace účtu a napište svůj e-mailový účet a heslo a stiskněte "Sejít se se svým dítětem". 5. Zkontrolujte, zda jste správně zadali přístup k vašemu uživatelskému účtu.

PŘIPOJENÍ

Problém	Příčina	Řešení
App Liip Care hledal několik minut a nepřipojí se.	1. Bluetooth Low Energy navazuje nejmalejší připojení, když Liip Smart Monitor NENÍ připojen k napájení. 2. Nejbližší smartphone / tablet k Inteligentnímu monitoru Liip je mimo dosah Bluetooth.	1. Nabijte Liip Smart Monitor. 2. Liip Smart Monitor lze připojit až k 20 smartphoneům / tabletům. Potřebujete pouze jedno zařízení ve stejné místnosti jako je dítě a informace jsou v reálném čase předávány dalším smartphoneům / tabletům, které mají nainstalovanou a otevřenou aplikaci Liip Care. Tímto způsobem budete vědět, jaký je stav vašeho dítěte bez omezení a kdekoli na světě. Propojení několika smartphoneů / tabletů s Liip Smart Monitorem: a) Odhlaste se na prvním smartphoneu / tabletu, kde jste účet zaregistrovali. b) Stáhněte si aplikaci Liip Care do druhého smartphoneu / tabletu a získajte přístup pomocí stejného e-mailu a hesla a zadejte propojovací PIN. c) Přihlaste se znovu k prvním smartphoneu / tabletu, který začne automaticky přijímat data. d) Tento proces můžete opakovat až na 20 smartphonech / tabletech.
Aplikace Liip Care neustále vyhledává a nepřipojuje se, i když se nachází vedle smartphoneu / tabletu.	Nesprávná konfigurace smartphoneu / tabletu.	1. ANDROID • Připojte Liip Smart Monitor k napájení a zůstaňte v jeho blízkosti. • Odhlaste se ze služby Liip Care na všech smartphonech / tabletech, kde je služba otevřena a které mají přihlašovací účet. • Resetujte smartphone/tablet. • Aktivujte polohu / GPS na smartphoneu/tabletu. • Přejděte na nastavení smartphoneu/tabletu. • Přejděte na Nastavení Bluetooth a zkontrolujte, zda je připojen smartphone/tablet. Pokud ano, přeskočte odkaz. • Vypněte Bluetooth a znovu jej zapněte. • Připojte zařízení znovu. • Po propojení odinstalojte aplikaci Liip Care a znovu ji nainstalojte: Nezapomeneť udělit aplikacím oprávnění pro umístění, spuštění na pozadí a další požadovaná oprávnění. Ujistěte se, že máte na smartphoneu/tabletu povoleno umístění GPS (někteří výrobci potřebují tuto možnost povolenou pro Bluetooth k detekci Liip Smart Monitor). 2. iOS • Připojte Liip Smart monitor ke zdroji energie a zůstaňte v jeho blízkosti. • Resetujte iPhone / iPad. • Odhlaste se z Liip Care ze všech přístrojů iPhone/iPad, kde je otevřený, které mají přihlašovací účet. • Odinstalojte aplikaci Liip Care na iPhone/iPad. • Znovu nainstalojte aplikaci Liip Care. NEPŘIHLAŠUJTE SE VAŠIM uživatelským jménem a heslem. • Jděte do nastavení pro iPhone / iPad. • Jděte na Nastavení Bluetooth a zkontrolujte, zda je iPhone / iPad připojen. • Pokud je zařízení připojeno: přeskočte zařízení, vypněte a zapněte Bluetooth. Vstupte do aplikace Liip Care zadáním svého uživatelského jména a hesla, počkejte 1 minutu na odpověď. Když se objeví obrazovka propojení, počkejte, až se objeví symbol baterie, a aktivujte senzory. • Pokud není zařízení připojeno: vstupte do aplikace Liip Care zadáním uživatelského jména a hesla, počkejte 1 minutu na odpověď. Když se objeví obrazovka propojení, počkejte, až se objeví symbol baterie, a aktivujte senzory. • Otevřete aplikaci Liip Care a počkejte 1 až 2 minuty, než se připojí.

OZNAMOVÁNÍ

Problém	Příčina	Riešenie
Oznámení nebo alarmy jsou bez zvuku.	1. Smartphone / tablet je v tichém režimu nebo v režimu "neruše". 2. Světelná upozornění jsou deaktivována. 3. Smartphone / tablet blokuje zvuky.	1. V závislosti na modelu telefonu / tabletu a verzi operačního systému má operační systém kontrolu nad správou aplikací. Aby byl zvuk vytvářen v aplikaci Lip Care, musíte se ujistit, že nemáte aktivovaný režim tlumení nebo "nerušit". 2. Přejděte na Lip Care> Nastavení> Zvuky. Ověřte, že jsou aktivována upozornění na světelné výstrahy (zelené). Oznámení výstrah nelze změnit. 3. Proveďte následující kroky, které najdete podrobněji v digitální didaktické příručce v části "Zvuky": a) Restartujte smartphone / tablet, kde jste aplikaci nainstalovali. b) Odinstalujte aplikaci Lip Care ve všech smartphonech / tabletech a znovu ji nainstalujte. c) Přejděte do nabídky Zvuky v nabídce aplikace Lip Care a klikněte na názvy zvuků, na modré slovo pro "upozornění" nebo „oznámení“ a zkontrolujte, zda slyšíte všechny zvuky. Pokud po stisknutí není slyšet žádný zvuk, pak zvuky smartphone / tablet blokuje. d) Zkontrolujte nastavení oznámení prahu: d1 Android. Nastavení> Aplikace> Lip Care> Oznámení> Oznámení prahových hodnot: Zapněte a vypněte dvakrát nebo třikrát. > Klikněte na možnost zvuku "co dělat" a zkontrolujte, zda jste vybrali možnost "zvuk a zobrazení". Pokud ne, vyberte tuto možnost. d2 Nastavení iOS> Oznámení> Lip Care> Povolit všechna oznámení
Generovanie alarmov trvá aspoň minútu	Lip Care NEZASIELANIE UPozORNENIA PRE JEDNOTLIVÉ VYSOKÉ ALEBO NÍZKE HODNOTY. Lip posíla upozornenia pre vývoj / vzorce zmien životných funkcií, aby znížil falošné poplachy a zvýšil spoľahlivosť.	V osobitných prípadoch a na odporúčanie odborníka možno použiť režim "prahové hodnoty". Tento režim prispôbuje maximálne a minimálne hodnoty výstrah. V týchto prípadoch kontaktujte lip@lip.care
Na mojom smartphone / tablete sa nedajú vypnúť zvuky z aplikácie Lip Care.	Nastavenie alebo zvuky môžete zmeniť iba zo smartfónu / tabletu pripojeného cez Bluetooth k Lip Smart monitoru.	Použite smartphone / tablet pripojený cez Bluetooth k Lip Smart Monitor a upravte nastavenia alebo zvuky.
Stále dostávam alarmy alebo oznámenia, aj keď sa Lip Smart monitor nepoužíva.	Zložili ste Lip Smart Monitor zo svojho dieťaťa a zabudli ste vypnúť senzory.	Přejdite na Lip Care> Nastavenia> Senzory> Deaktivovať
Mám pulzní oximéter a dáta sa nezhodujú s dátami z Lip Care.	Dôvod rozdielu dát s ostatnými pulzními oximetrami je nasledujúci: Lip Smart Monitor meria 8 dát za 1,2 sekundy a aplikácia Lip Care zobrazuje 6 sekundové zhnutie týchto údajov pre zlepšenie skúsenosti užívateľov. Pretože ostatné pulzové oximetre merajú menej často, je nepravdepodobné, že sa dáta budú zhodovať na 100%.	

Dátové úložisko

Problém	Příčina	Riešenie
Nevidím žiadne dáta uložené v Lip Care Aplikácii.	Môžem zobrazíť iba dáta a oznámenia uložené po dobu jedného týždňa.	Stlačte "Aktivovať senzory" a uistite sa, že prijímate dáta
Môžem zobrazíť iba dáta a oznámenia uložené po dobu jedného týždňa.	Aplikácia Lip Care ukladá dáta a oznámenia za posledných 7 dní.	Platforma Connected Care je dostupná všetkým používateľom. Zobrazuje podrobné grafy so všetkými dátami a oznámeniami generovanými Lip Smart Monitorom od prvého použitia. Na túto platformu sa dostanete na adrese https://connected.lip.care

A "Connected Care" platform

A Connected Care egy számítógépen és táblagépen elérhető platform, melynek segítségével kényelmesen és részletekbe menően ellenőrizheti és megjelenítheti gyermekének egészségügyi állapotát. A Lip Care grafikonjaitól eltérően, amelyek csupán az elmúlt hét adatait mutatják, a Connected Care lehetőséget nyújt az elmúlt 12 hónap életheleinek megtekintésére, értesítések bevitelére és az egyes értesítések által generált változások szoros figyelemmel kísérésére. Lip a Connected Care platformot a <https://connected.lip.care> hivatkozás segítségével elérhetővé teszi a felhasználók számára. A Connected Care platform és a Lip Care azonos hozzáféréssel rendelkezik, tehát ugyanazt a felhasználónevet és jelszót használhatja mindkét platformon.

Informace o omezené záruce a vyloučení odpovědnosti

OMEZENÁ ZÁRUKA

Wearables Intelligentes S.L. („Lip“) zaručuje původnímu kupujícímu, že jeho elektronické zařízení Lip Smart Monitor (dále jen „produkt“) bude bez vad materiálu a zpracování při běžném používání po dobu jednoho (1) roku ode dne pořízení, pokud kupující nemá bydliště v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a nekoupil si svůj produkt Lip « v EHP, kde je záruční doba dva (2) roky « ode dne nabytí („záruční doba“). Lip nezaručuje, že provoz Produktu bude nepřetržitý nebo že nebude bez závad. Lip nenese odpovědnost za škody způsobené nedodáním pokynů v souvislosti s používáním produktu. Tato omezená záruka se nevztahuje na software zabalovaný do produktu a služby poskytované Lip vlastním produktem. Chcete-li získat podrobnosti o svých právech v souvislosti s jeho používáním, prostudujte si licenční smlouvu, která doprovází software a podmínky služeb společnosti Lip.

*Životnost baterie výrobku z hlediska životnosti závisí na podmínkách použití a konfiguraci zařízení. Protože baterie jsou považovány za spotřební materiál, specifikace naznačují, že pro svůj produkt získáte optimální výkon během prvních šesti (6) měsíců od nákupu a přibližně na dalších 200 znovu nabití.

Zdroje

Pokud je zjištěna závada hardwaru a společnost Lip obdrží platnou reklamaci v záruční lhůtě, podle svého výhradního uvážení a v souladu s ustanoveními zákona opraví Lip (1) produkt bezplatně novými nebo opravenými náhradními díly, nebo (2) vymění Produkt za nový nebo opravený Produkt. V případě závady jsou podle vašeho zákona stanoveny pouze dvě možné zdroje. Převpravní náklady mohou být požadovány, pokud to není zakázáno platnými zákony. Tato omezená záruka je platná pouze v těch jurisdikcích, ve kterých jsou výrobky uváděny na trh Lipem nebo prostřednictvím jeho autorizovaných distributorů nebo zástupců a je platná v rozsahu povoleném zákony použitelnými pro tyto jurisdikce. Na všechny náhradní hardwarové produkty bude poskytována záruka po zbyvajícím původní záruční dobu nebo třicet (30) dní, podle toho, která doba je delší, nebo během jakékoliv dalšího období, které platí ve vaší jurisdikci.

Jak získat záruční servis

Abyste mohli využívat záruční servis, musíte produkt doručit s uhrazenými přepravními náklady a v původním obalu nebo v balení, které poskytuje stejnou úroveň ochrany na adresu uvedenou společností Lip. V souladu s platnými zákony může společnost Lip požadovat, abyste před poskytnutím záručního servisu poskytli doklad o koupi, splnění určitých registračních požadavků nebo obojí.

Vyloučení a omezení

Tato omezená záruka se vztahuje pouze na produkt vyrobený Lipem nebo pro něj a který lze identifikovat ochrannou známkou „Lip“, obchodní značkou nebo logem, které představuje. Omezená záruka se nevztahuje na (a) Lip produkty a služby jiné než Produkt, (b) Non-Lip hardwarové produkty, (c) spotřební materiál (jako jsou baterie) nebo (d) software, i když je součástí balení nebo bude prodán a produktům bude integrován do produktu. Tato záruka se nevztahuje na žádné produkty nebo jeho část, který byl změněn nebo upraven (například za účelem změny funkce nebo schopnosti) kýmoli jiným než zástupcem společnosti Lip, nebo pokud je produkt vložen nebo nainstalován v zařízení, které neposkytuje Lip. Kromě toho tato omezená záruka se nevztahuje na tyto případy: (a) škody způsobené použitím produktu jiným než Lip, (b) škody způsobené nehodou, nesprávným použitím, povodněmi, požáry, zemětřesením nebo jinými vnějšími příčinami, (c) poškození způsobené používáním produktu mimo povolená nebo označená použití popsaná Lipem nebo společností s nedostatkem nabití nebo napájení, nebo (d) poškození způsobené údržbovými úkony (včetně aktualizací a rozšíření), které provedl kdokoli jiný než zástupce Lip. Obnova a přestavování softwarových programů a uživatelských dat se na tuto omezenou záruku nevztahuje. Žádný distributor, agent nebo zaměstnanec Lip není oprávněn provádět žádné změny, doplnky nebo rozšíření této omezené záruky. Pokud bude některá z podmínek prohlášena za nezákonnou nebo nepoužitelnou, zůstane zákonitost nebo vymahatelnost zbyvajících podmínek platná a nebude tím dotčena.

Implicitní záruky

S výjimkou rozsahu zakázaného platným právem jsou všechny předpokládané záruky (včetně záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel) omezeny na dobu trvání této omezené záruky. Některé jurisdikce nepovolují omezení trvání předpokládané záruky, takže výše uvedené omezení se na vás nemusí vztahovat.

Omezení poškození

S výjimkou rozsahu, v jakém to platné zákony zakazují, neodpovídá Lip za jakékoli náhodné, nepřímé, zvláštní nebo následné škody, včetně, ale nejen, ztráty výhod, výnosů nebo dat v důsledku jakéhokoli porušení kteréhokoli podmínek nebo záruk implicitních, nebo v souladu s jakoukoli jinou právní teorií, v případě, že Lip byl informován o možnosti takové škody. Některé jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení zvláštních, nepřímých, náhodných nebo následných škod, takže výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat.

Aplikované právo

Tato omezená záruka se bude řídit zákony Španělska a Evropské unie, ať by to mělo dopad na kolizi zákonů, která by mohla umožnit použití právních předpisů jiné jurisdikce.

Služby zákazníkům

V případě jakýchkoli nároků na uplnění právní záruky vašeho produktu nás můžete kontaktovat prostřednictvím našeho e-mailu lip@lip.care.

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI A PŘÍSLUŠNÝ SOUD

Lip Smart Monitor a aplikace Lip Care mají v úmyslu pomoci při péči o vaše dítě a nemají v úmyslu nahradit, být používány bez monitorování nebo namísto sledování odpovědným dospělým. Používáním Lip Smart Monitor užívatel souhlasí a potvrzuje, že Wearables Intelligentes S.L. včetně jeho agentů, zaměstnanců, investorů a členů, neodpovídá za žádné ztráty, škody nebo zranění vzniklé v souvislosti s používáním nebo provozováním Lipu Smart Monitor, bez ohledu na příčinu. Lip Smart Monitor je určen pro zdravé děti proto prahy oznamení na Lip Smart Monitoru nejsou tak přísné jako lékařský monitor. Pamatujte: Nepoužívejte Lip Smart Monitor jako diagnostický nástroj. Nepoužívejte Lip Smart Monitor, pokud váš lékař doporučuje použití nemocničního pulzního oxymetru. Nepoužívejte Lip Smart Monitor, pokud váš lékař doporučuje použití monitoru apnoe v nemocnici. Nepoužívejte Lip Smart Monitor jako omluvu pro nebezpečné spánkové návyky. Používáním Lip Smart Monitor užívatel souhlasí a potvrzuje, že jakýkoli spor vyplývající z jeho používání nebo provozu bude zahájen a vyřešen u soudu, ve španělské Valencii v souladu se španělskými zákony.

Přečtěte si tuto příručku

Uvnitř najdete mnoho užitečných rad, jak správně používat a udržovat Lip Smart Monitor. Pokud si přečtete online uživatelskou příručku, možná nás nebudete muset kontaktovat pro pomoc. Kompletní informace o nastavení a použití jsou k dispozici online na adrese https://lip.care/online-user-guide_en.php.

Přečtěte si bezpečnostní informace

Vše bezpečnost a bezpečnost ostatních jsou pro nás velmi důležité. V této příručce je mnoho důležitých bezpečnostních zpráv. Vždy si přečtěte a dodržujte všechny bezpečnostní zprávy.



Tento symbol je v této příručce používán jako upozornění na důležité bezpečnostní informace!

Všechna bezpečnostní hlášení budou následovat symbol výstražného upozornění a to buď slovem "NEBEZPEČÍ!", "VAROVÁNÍ!", "UPOZORNĚNÍ!" NEBO "UPOZORNĚNÍ!".

Tato slova znamenají:

NEBEZPEČÍ = bezprostředně nebezpečná situace, která bude mít za následek smrt nebo vážné zranění.

VAROVÁNÍ = Potenciálně nebezpečná situace, která by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění nebo poškození majetku.

UPOZORNĚNÍ = Potenciálně nebezpečná situace, která má za následek lehké nebo střední zranění.

OZNAMENÍ = Nebezpečí, která by mohla mít za následek jiné věci než zranění osob, například poškození majetku.

VAROVÁNÍ a důležité bezpečnostní informace

VAROVÁNÍ: MONITOR LIIP SMART NENÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ.

Liip Smart Monitor vás upozorní, pokud bude střední frekvence vašeho dítěte nebo obsah kyslíku v jeho krvi nebo jeho teplota mimo povolený rozsah. Liip Smart Monitor je určen pro děti od narození do sedmi let (7) let, ale ne pro děti starší sedmi let (7). Liip Smart Monitor není zdravotnické zařízení. Neučuje, nelek, nesnižuje, nemonitoruje, nezabíjí, nevyvolává nemoci ani zranění. Nesvolňuje funkci ani strukturu těla. Chemickým působením nedosahuje primárních účelů, pro které byl navržán. Nezabíjí syndromu náhleho úmrtí kojenců (SIDS). Tato příručka slouží dvěma primárním funkcím: Poskytnout uživateli základní pokyny a doporučení pro správnou instalaci a používání Liip Smart Monitor; a vysvětlit funkce, operace, bezpečnostní opatření, udržbu Liip Smart Monitoru. Je nezbytné, aby si všechny osoby, u nichž se očekává, že budou tento Liip Smart Monitor obsluhovat nebo upravovat, přečetli pokyny, aby rozuměli tomu, jak správně obsluhovat Liip Smart Monitor, a aby tyto pokyny dodržovali. Pokud těmto pokynům nerozumíte, kontaktujte nás prosím přímo na adrese liip@liip.care

VAROVÁNÍ: PRO VAŠI BEZPEČNOST A PRO BEZPEČNOST DĚTI.

Nenabízejte Liip Smart Monitor v blízkosti svého dítěte nebo nepoužívejte Liip Smart Monitor nabíjení, protože kabel může představovat bezpečný úskorbení. Liip Smart Monitor je bezpečný. Liip Smart Monitor nenahrazuje dohled dospělých. U předchozího narušení zranění dětí, kojenců a doprovodným výsledkem nebo u dětí s komplikovaným zdravotním stavem se prosím obraťte na svého lékaře a poraďte se, zda je Liip Smart Monitor pro vás vhodný. Prosíme, reagujte okamžitě, kdykoli zazní výstražné oznámení.

FCC Informácie pre používateľov TOTO ZARIADENIE VYHOVUJE POŽIADAVKÁM ČASTI 15 SMERNICE FCC Vyhlásenie o kompatibilité komisie FCC (Federal Communications Commission) obsahuje FCC ID: 2AAUS-ISP1507 - Toto zariadenie vyhovuje štandardom RSS RSS oslobodeného od licencie.

 Zmeny alebo upravy tohto zariadenia, ktoré neboli výslovne schválené stranou zodpovedajú za dodržiavanie predpisov, by mohli zasahovať opravenie používateľa používať toto zariadenie. Používajte LEH dodaný napájací adaptér. Ak tak neurobíte, môže dôjsť k strate nákladov obmedzenej záruky.

Zariadenie prešlo testami a bolo uznané za spoľahlivé v súlade s limitmi pre digitálne zariadenie triedy B, podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú nastavené tak, aby zaisťovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu pri inštalácii v domácnosti prostredím. Toto zariadenie vytvára, využíva a môže vyžarovať energiu rádiové frekvencie, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivú interferenciu ďalším rozhlasu.

Obsahuje FCC ID: 13006-ISP1507

 Prevádzka / Manipulácia je podmienená / s nasledujúcimi dvoma podmienkami: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a (2) zariadenie musí prijať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia spôsobujúceho nežiaducu prevádzku.

Podmienky použitia:

1. Přečtete si pokyny. 2. Dodržujte pokyny. 3. Respektujte všechny varování. 4. Respektujte všechny varování. 5. Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody. 6. Neumístujte zařízení do blízkosti zdrojů tepla ako sú radiatory, tepelné regulátory, kachle alebo iné zariadenia, ktoré generujú teplo. 7. Používajte tento produkt len pod dohľadom dospelých osoby. 8. Používajte iba nabíjajúcu a kábel predávaný spolu so spotrebičom alebo certifikovaný podľa EN 60350-1. 9. Všetky opravy musí vykonávať kvalifikovaný servisný personál. Spotrebič musí byť opravený za týchto okolností, napríklad: keď bol poškodený napájací kábel alebo zástreška, pro ktoré bol navrhnutý, keď bol spotrebič vystavený dažďu alebo vlhkosti, keď zariadenie nefungovalo alebo po páde. 10. Nevystavujte toto zariadenie striekajúcej vode kvapkajúcej vode, ustiate sa, že na zariadení nie sú predmety s tekutinami, napríklad pohár. 11. Pre úplné opodobaenie spotrebiča od siete; odpojte zástrešku napájacieho kábla zo zásuvky striedavého prúdu. 12. Sietová zástreška napájacieho kábla musí zostať pripravená na opätovné použitie. 13. Nevystavujte batérie nadmernému teplu, akým je priame slnečné žiarenie, ohn alebo podobné zdroje tepla. 14. Nepokúšajte sa zariadenie sami otvárať, rozoberať ani opravovať. 15. Nenachádzajte zariadenie spadnúť, hodí do vákuu alebo sa ho pokúšať ohnúť.

Pokyny k recyklácii a likvidácii batérii

SHODA SE SMERNICOU EU 2006/66/ES: Nová smernice 2006/66/ES o batériach a akumulátorech, ktorá nahradzuje predchádzajúcu smernicu, vstúpila v platnosť dne 26. září 2008. Smernice sa vzťahuje na všetky typy batérii a akumulátorů (AA, AAA, knoflíkové batérie, olovéné, dobijecí, včetně těch, které jsou začleněny do elektrických spotřebičů, s výjimkou vojenského, lékařského a elektrického nádrží. Smernice stanoví normy pro sběr, zpracování, recyklaci a likvidaci batérii a jejím cílem je zakázat některé nebezpečné látky a zlepšit vliv batérii a všech operací v dodavatelském řetězci na životní prostředí.

Baterie vašeho zařízení musí být vyjmutelné a uživatel ji nemůže vyjmout. Střediska recyklace nebo využití jsou ta, která dle demontáž produktu a vyjmutí baterie. Pokud je z nějakého důvodu nutné baterie vyměnit, musí být tento postup proveden v autorizovaných servisních střediscích.

V Evropské unii a jinde je zakázáno likvidovat baterie společně s domovním odpadem. Všechny baterie by měly být likvidovány způsobem, který není škodlivý pro životní prostředí.

Symbol přerušované popelnice na baterii nebo obalu výrobku znamená, že výrobek se po skončení jeho životnosti nesmí likvidovat jako komunální odpad, ale musí se odevzdat na sberném místě pro tříděný odpad nebo vrátit prodejci při nákupu nových standardních nebo nabíjecích baterií. Uživatel je odpovědný za odevzdání použitých baterií na příslušném sberném místě bez zpracování a recyklaci. Odpovídající sber tříděného odpadu a následná ekologická recyklace, zpracování a likvidace starých baterií přispívají k ochraně zdraví a životního prostředí a podporují recyklaci materiálů, použitých k výrobě batérii. Nelegální likvidace výrobku uživatelem poškozuje životní prostředí a ohrožuje lidské zdraví. Pro další informace o dostupných službách v oblasti likvidace odpadu kontaktujte místní společnost, zabývající se likvidací odpadu, nebo obchod, ve kterém jste spotřebiče zakoupili.

Opatření při používání batérie

1. Nepokoušejte se batérii otvřít. 2. Batérii nikdy nedemontujte, ani ji nezkratkujte. 3. Nevkládejte batérii do ohně ani do koše, nevystavujte ji teplotám nad 60 ° C. 4. Nepokoušejte batérii při jiné účely, než pro které byla určena. 5. Nepokoušejte batérii poškozené nebo nedoporučené společností Wearables Intelligentes S.L.

Odpad z elektrických a elektronických zařízení - SMERNICE 2012/19/EU

Produkt splňuje požadavky Smernice Evropského parlamentu a rady 2012/19/EU ze dne 4.7.2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment). Dle nařízení Evropské unie produkt označen přerušnutou popelnicí na kolečkách, nepatří do běžné odpadky, a pokud ho chcete vyhodit, využijte k tomu odpovídající sběrné zařízení. Povinnosti po skončení životnosti výrobku:

- recyklovat obaly a produkt na konci období užívání v odpovídající recyklingové firmě,
- nevycházet výrobek do odpadkového koše společně s běžnými odpady,
- nepalít výrobek.



Dodržívaním výše uvedených povinností řízené likvidace odpadních elektrických a elektronických zařízení vylučujete škodlivé účinky na životní prostředí a nebezpečí pro lidské zdraví.

V souladu se směrnicí RoHS:

Prostřednictvím tohoto dokumentu WEARABLES INTELGENTES S.L. prohlašuje, že tento produkt je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června, 2011 o omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Elektromagnetické vlny

Prostřednictvím tohoto dokumentu WEARABLES INTELGENTES S.L. prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení smernice 2014/53/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se komercializace rádiových zařízení, včetně pokynů pro vystavení elektromagnetickým vlnám podle EN 301.489-1 a EN 301.489-17 a pokyny pro vysokofrekvenční vyzařování EN 300.328. Toto zařízení je vyslučá a přijímá rádiových vln a je navrženo tak, aby nepřekračovalo limit expozice rádiovým vlnám (vysokofrekvenční elektromagnetická pole) dopřesahující mezinárodními pokyny. Pokyny byly vypracovány nezavislou vědeckou organizací (ICNIRP) a zahrnují značnou míru bezpečnosti, aby byla zajištěna bezpečnost všech lidí, bez ohledu na jejich věk nebo zdravotní stav. Podla těchto kritérií norma stanoví, že maximální časový výkonový výkon pro toto zařízení je 20 mW.


Popis výrobku

Liip Smart Monitor je chytrý náramok, ktorý poskytuje informácie o hlavných životných funkciách dieťaťa: srdcová frekvencia, hladina kyslíka v krvi a teploty, prostredníctvom najinovativejších technológií.

Liip Smart Monitor vás informuje o neustálych zmenách životných funkcií, ktoré sú mimo normálne hodnoty, prostredníctvom aplikácie Liip Care na chytrých telefónoch / tabletoch.


Obsah krabice:

- A. Liip Smart Monitor
- B. Vymenné náramky
- C. Nabíjačka
- D. USB kábel
- E. Resetovacie tlačidlo
- F. Uživatelská príručka




Prehľad produktu

- 1. LED informačné svetlo
- 2. Tlačidlo vypnuté a reset
- 3. Bezpečnostná západka
- 4. USB konektor pre nabíjanie batérie
- 5. Pulzný oxymetrický senzor
- 6. Čap
- 7. Senzor teploty



1.



Nabíte Liip Smart Monitor batérie, kým led kontrolka nezačne svietiť na zeleno.

2.



Stiahnite si aplikáciu do svojho smartphonu, hľadajte Liip v obchode s aplikáciami.

3.



Spustíte aplikáciu a podľa pokynov vytvoríte svoj užívateľský účet a prepojte svoj telefón s chytrým monitorom Liip.

4.

Liip Smart Monitor

Liip WZ6W


► **PIN: 992400**

P/N: 2000000

S/N: L2P000000001

Ak chcete prepojiť Liip Smart Monitor so smartphonom, musíte zadať prepojavací kód. Tento kód má 6 čísiel a je umiestnený v spodnej časti poľa.

5.



1-15 Mesiacov



+15 Mesiacov

Prispôsobenie a umiestnenie Liip Smart Monitor: Liip Smart Monitor by mal byť upevnený na ľavú nohu. Jadro by malo smerovať hore a logo Liip smerom von. Mal by byť pripevnený pevne, aby sa pri vyvíjaní najmenšieho tlaku neotáčal okolo detskej nohy. U detí starších ako 15 mesiacov je možné Liip Smart Monitor umiestniť tiež na zápästie. Správny spôsob umiestnenia je na ľavú ruku s logom Liip smerom nahor a dovnútra.

Pokyny k praniu: Materiály používané v Liip Smart Monitor sú hypoalergénne a ľahko umývateľné, čo uľahčuje zabezpečenie správnej hygieny. Jadro a náramky sa musia prať samostatne. Náramky možno prať ručne / alebo v práčke pri 30 ° C. Nepoužívajte bieliadlo. Nesušte v sušičke. Nežehľite. Nečistite chemicky. Jadro by malo byť čistené suchou handričkou, pričom osobitnú pozornosť treba venovať tomu, aby senzory pre ich správnu funkciu, boli čo najčistejšie.



Problém	Prčina	Riešenie
Správa "Vypočet dát" sa zobrazovala na centrálnom displeji po niekoľko minút. Som pripojený, ale nezobrazujú sa žiadne údaje o životne dôležitých funkciách.	1. Poloha Lip Smart monitora je nesprávna. 2. Dieťa je nepokojné a vela sa pohybuje.	1. Pozrite si videá, ktoré sme pre vás pripravili, v digitálnej vyučbovej príručke na App Lip Care> Nastavenia> Pomocník> Prvé použitie> Ako umiestniť Lip Smart Monitor na vaše dieťa 2. Počkajte, až sa dieťa upokojí. Potom skontrolujte, či je poloha a uchytenie správne.
Dostávam vela oznámení "skontrolovať polohu".	1. Poloha Lip Smart monitora je nesprávna. 2. Dieťa je nepokojné a vela sa pohybuje. 3. Moje dieťa váži menej ako 3,4 kg	1. Pozrite sa na videá, ktoré sme pre vás pripravili, v digitálnej vyučbovej príručke na stránke App Lip Care > Nastavenia> Pomocník 2. Počkajte, až sa dieťa upokojí. Potom skontrolujte, či je poloha a uchytenie správne. 3. U novorodencov s nízkou pôrodnou hmotnosťou odporúčame, aby ste si prečítali digitálne didaktickú príručku, kde vysvetľujeme, ako umiestniť Lip na deti predčasne narodené a deti mladšie 15 dní: Starostlivosť o aplikáciu Lip> Nastavenia> Pomocník> Prvé použitie> Ako umiestniť Lip Smart Monitor na vaše dieťa.
Nedostal som správu s potvrdením účtu alebo dostanem správu "Chyba pri registrácii účtu".	1. Som pripojený k Wi-Fi. 2. Nemám internetové údaje. 3. Nemám zle pokrytie. 4. Už som si vytvoril účet. 5. Napísal som nesprávnu e-mailovú adresu.	1. Resetujte a Wi-Fi-t, és ellenőrizze, hogy az internet-kapcsolat megfelelően működik-e. 2. A felhasználói fiók létrehozásához rendelkeznie kell internet hozzáféréssel. 3. Keressem egy jobb lefedettségű helyet. 4. Töröljem vissza a fiók regisztráció kérelmőmet, írja be e-mail fiókját és jelszavát, majd nyomja meg a "Csatlakozzon gyermekéhez" gombot. 5. Ellenőrizze, hogy helyesen írta-e be a felhasználói fiókhöz való hozzáféréshoz szükséges adatokat.

PRIPOJENIE

Problém	Prčina	Riešenie
App Lip Care hľadá niekoľko minút a nepripojí sa.	1. Bluetooth Low Energy nadväzuje najpomalšie pripojenie, keď Lip Smart Monitor NIE JE pripojený k napájaniu. 2. Najbližší smartphone / tablet k inteligentnému monitoru Lip je mimo dosahu Bluetooth.	1. Nabite Lip Smart Monitor. 2. Lip Smart Monitor je možné pripojiť až k 20 smartphonom / tabletom. Potrebujete iba jedno zariadenie v rovnakej miestnosti ako je dieťa a informácie sú v reálnom čase odovzdávané ďalším smartphonom / tabletom, ktoré majú nainštalovanú a otvorenú aplikáciu Lip Care. Týmto spôsobom budete vedieť, aký je stav vášho dieťaťa bez obmedzenia a kdekoľvek na svete. Prepojenie niekoľkých smartphonov / tabletov s Lip Smart Monitorom: a) Odhlaste sa na prvom smartphone / tablete, kde ste účet zaregistrovali. b) Stiahnite si aplikáciu Lip Care do druhého smartphonu / tabletu a získajte prístup pomocou rovnakého e-mailu a hesla a zadajte prepojovací PIN. c) Prihláste sa znovu k prvému smartphonu / tabletu, ktorý začne automaticky prijímať údaje. d) Tento proces môžete opakovať až na 20 smartphonoch / tabletoch.
Aplikácia Lip Care neustále vyhľadáva a nepripája sa, aj keď sa nachádza vedľa smartphonu / tabletu.	Nesprávna konfigurácia smartphonu / tabletu.	1. ANDROID • Pripojte Lip Smart Monitor na napájanie a zostaňte v jeho blízkosti. • Odhlaste sa zo služby Lip Care na všetkých smartphonoch / tabletoch, kde je služba otvorená a ktoré majú prihlasovacie konto. • Resetujte smartphone / tablet. • Aktivujte polohu / GPS na smartphone / tablete. • Prejdite na nastavenia smartphonu / tabletu. • Prejdite na Nastavenie Bluetooth a skontrolujte, či je pripojený smartphone / tablet. Ak áno, preskočte odkaz. • Vypnite Bluetooth a znova ho zapnite. • Pripojte zariadenie znova. • Po prepojení odinštalujte aplikáciu Lip Care a znovu ju nainštalujte: Nezabudnite udeliť aplikácii oprávnenia pre umiestnenie, spustenie na pozadí a ďalšie požadované povolenia. Uistite sa, že máte na smartphone / tablete povolené umiestnenie GPS (niektorí výrobcovia potrebujú túto možnosť povolenú pre Bluetooth k detekcii Lip Smart Monitor). 2. iOS • Pripojte Lip Smart monitor k zdroju energie a zostaňte v jeho blízkosti. • Resetujte iPhone / iPad. • Odhlaste sa z Lip Care zo všetkých prístrojov iPhone / iPad, kde je otvorený, ktoré majú prihlasovacie konto. • Odinštalujte aplikáciu Lip Care na iPhone / iPad. • Znovu nainštalujte aplikáciu Lip Care. Neprihlasujte SA VAŠIM užívateľským menom a heslom. • Chodte do nastavení Bluetooth a skontrolujte, či je iPhone / iPad pripojený. • Chodte na Nastavenie Bluetooth a skontrolujte, či je iPhone / iPad pripojený. • Ak je zariadenie pripojené: preskočte zariadenia, vypnite a zapnite Bluetooth. Vstúpte do aplikácie Lip Care zadáním svojho užívateľského mena a hesla, počkajte 1 minútu na odpoveď. Keď sa objaví obrazovka prepojenia, počkajte, až sa objaví symbol batérie, a aktivujte senzory. • Ak nie je zariadenie pripojené: vstúpte do aplikácie Lip Care zadáním používateľského mena a hesla, počkajte 1 minútu na odpoveď. Keď sa objaví obrazovka prepojenia, počkajte, až sa objaví symbol batérie a aktivujte senzory. • Otvorte aplikáciu Lip Care a počkajte 1 až 2 minúty, než sa pripojí.

PRIPOJENIE

Problem	Reason	Solution
Oznámenia alebo alarmy sú bez zvuku.	1. Smartphone / tablet je v tichom režime alebo v režime "nerušte". 2. Svetelné upozornenia sú deaktivované. 3. Smartphone / tablet blokuje zvuky.	1. V závislosti od modelu smartphonu / tabletu a verziu operačného systému má operačný systém kontrolu nad správou aplikácií. Aby bol zvuk vytváraný v aplikácii Liiip Care, musíte sa uistiť, že nemáte aktivovaný režim stlmenia alebo "nerušiť". 2. Prejdite na Liiip Care> Nastavenia> Zvuky. Overté, že sú aktivované upozornenie svetelnej výstrahy (zelené). Oznámenie výstrah nemožno zmeniť. 3. Vykonaajte nasledovné kroky, ktoré nájdete podrobnejšie v digitálnej didaktickej príručke v časti "Zvuky": a) Reštartujte smartphonu / tablet, kde ste aplikáciu nainštalovali. b) Odinštalujte aplikáciu Liiip Care so všetkých smartphonoch / tabletoch a znova ju nainštalujte. c) Prejdite do ponuky Zvuky v ponuke aplikácie Liiip Care a kliknite na názvy zvukov, na modré slovo pre "upozornenie" alebo "oznámenie" a skontrolujte, či počujete všetky zvuky. Ak po stlačení nevychádza žiadny zvuk, potom zvuky smartphonu / tablet blokuje. d) Skontrolujte nastavenie oznámenia prahu: d1 Android. Nastavenie> Aplikácie> Liiip Care> Oznámenie> Oznámenie prahových hodnôt: Zapnite a vyplňte dvakrát alebo trikrát. > Kliknite na možnosť zvuku "čo robiť" a skontrolujte, či ste vybrali možnosť "zvuk a zobrazenie". Ak nie, vyberte túto možnosť. d2 Nastavenie iOS> Oznámenie> Liiip Care> Povolíť všetky oznámenia
Generovanie alarmov trvá aspoň minútu.	Liiip Care NEZASIELANIE UPOZORNENIA PRE JEDNOTLIVÉ VYSOKÉ ALEBO NÍZKE HODNOTY. Liiip poslať upozornenia pre vývoj / vzorce zmien životných funkcií, aby znížil falošné poplachy a zvýšil spoľahlivosť.	V osobitných prípadoch a na odporúčanie odborníka možno použiť režim "prahové hodnoty". Tento režim prispôsobuje maximálne a minimálne hodnoty výstrah. V týchto prípadoch kontaktujte liip@liip.care
Na mojom smartphonu / tablete sa nedajú vypnúť zvuky z aplikácie Liiip Care.	Nastavenie alebo zvuky môžete zmeniť iba zo smartfonu / tabletu pripojeného cez Bluetooth k Liiip Smart monitoru.	Použite smartphonu / tablet pripojeny cez Bluetooth k Liiip Smart Monitor a upravte nastavenia alebo zvuky.
Stále dostávam alarmy alebo oznámenia, aj keď sa Liiip Smart monitor nepoužíva.	Zložili ste Liiip Smart Monitor zo svojho dieťaťa a zabudli ste vypnúť senzory.	Prejdite na Liiip Care> Nastavenia> Senzory> Deaktivovať
Mám pulzný oximeter a dáta sa nezhodujú s dátami z Liiip Care.	Dôvod rozdielu dát s ostatnými pulznými oximetrami je nasledujúci: Liiip Smart Monitor meria 8 dát za 1,2 sekundy a aplikácia Liiip Care zobrazuje 6 sekundové zhnutie týchto údajov pre zlepšenie skúsenosti užívateľov. Pretože ostatné pulzové oximetre merajú menej často, je nepravdepodobné, že sa dá budú zhodovať na 100%.	

Dátové úložisko

Problém	Prčina	Riešenie
Nevidím žiadne dáta uložené v Liiip Care Aplikácii.	Môžem zobrazíť iba dáta a oznámenia uložené po dobu jedného týždňa.	Stlačte "Aktivovať senzory" a uistite sa, že prijímate dáta
Môžem zobrazíť iba dáta a oznámenia uložené po dobu jedného týždňa.	Aplikácia Liiip Care ukladá dáta a oznámenia za posledných 7 dní.	Platforma Connected Care je dostupná všetkým používateľom. Zobrazuje podrobné grafy so všetkými dátami a oznámeniami generovanými Liiip Smart Monitorom od prvého použitia. Na túto platformu sa dostanete na adrese https://connected.liip.care

Platforma "Connected Care"

Connected Care je platforma pre PC a tablety, ktorá vám umožní pohodlne a podrobne skontrolovať a vizualizovať sledovanie zdravia vášho dieťaťa. Na rozdiel od grafov v aplikácii Liiip Care, ktorá zobrazuje iba posledný týždeň nahrávania, vám Connected Care ponúka možnosť vidieť históriu životných konštánt za posledných 12 mesiacov, zadávať oznámenia a podrobne sledovať zmeny generované každým oznámením. Liiip sprístupňuje platformu Connected Care užívateľom prostredníctvom nasledujúceho odkazu <https://connected.liip.care>. Platforma Connected Care a aplikácie Liiip Care majú rovnaký prístup, takže stačí zadať na oboch platformách rovnaké používateľské meno a heslo.

Informácie o obmedzenej záruke a vylúčení zodpovednosti

OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Wearables Intelligentes S.L. („Liip“) zaručuje pôvodnému kupujúcemu, že jeho elektronické zariadenie Liip Smart Monitor (ďalej len „produkt“) bude bez chýb materiálu a spracovania pri bežnom používaní po dobu jedného (1) roka odo dňa nadobudnutia, ak kupujúci nemá bydlisko v Európskom hospodárskom priestore (EHP) a nekúpil si svoj produkt Liip » v EHP, kde je záručná doba dva (2) roky » odo dňa nadobudnutia („záručná doba“). Liip nezaručuje, že prevádzka Produktu bude nepretržitá alebo že nebude bez závad. Liip nesie zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov v súvislosti s používaním produktu. Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na softvér zabudovaný do produktu a služby poskytované Liip vlastným produktom. Ak chcete získať podrobnosti o svojich právach v súvislosti s jeho používaním, preštudujte si licenčnú zmluvu, ktorá sprevádza softvér a podmienky služieb spoločnosti Liip.

* Životnosť batérie výrobku z hľadiska životnosti závisí od podmienok použitia a konfiguráciu zariadenia. Pretože batérie sú považované za spotrebný materiál, špecifikácie naznačujú, že pre svoj produkt získate optimálny výkon počas prvých šiestich (6) mesiacov od nákupu a približne na ďalších 200 znovu nabití.

Zdroje

Ak je zistená porucha hardvéru a spoločnosť Liip obdrží platnú reklamáciu v záručnej lehote, podľa vlastného uváženia a v súlade s ustanoveniami zákona opraví Liip (1) produkt bezplatne novými alebo opravenými náhradnými dielmi alebo (2) vymení Produkt za nový alebo opravený Produkt. V prípade poruchy sú podľa vášho zákona stanovené len vaše možné zdroje. Prepravné náklady môžu byť požadované, ak to nie je zakázané platnými zákonmi. Táto obmedzená záruka je platná len v tých jurisdikciách, v ktorých sú výrobky uvádzané na trh Liipom alebo prostredníctvom jeho autorizovaných distribútorov alebo zástupcov a je platná v rozsahu povolenom zákonmi platnými pre tieto jurisdikcie. Na všetky náhradné hardvérové produkty bude poskytovaná záruka po zbyvajúcu pôvodnú záručnú dobu alebo tridsať (30) dní, podľa toho, čo trvá dlhšie, alebo počas akéhokoľvek ďalšieho obdobia, ktoré platia vo vašej jurisdikcii.

Ako získať záručný servis

Abyste mohli využívať záručný servis, musíte produkt doručiť s uhradenými prepravnými nákladmi a v pôvodnom obale alebo v balení, ktoré poskytuje rovnakú úroveň ochrany na adresu uvedenú spoločnosťou Liip. V súlade s platnými zákonmi môže spoločnosť Liip požadovať, aby ste pred poskytnutím záručného servisu poskytli doklad o kúpe, splnenie úradných požiadaviek na registráciu alebo obaju.

Výlučenie a obmedzenie

Táto obmedzená záruka sa vzťahuje iba na produkt vyrobený Liipom alebo pre neho a ktorý možno identifikovať ochrannou značkou „Liip“, obchodnou značkou alebo logom, ktoré predstavuje. Obmedzená záruka sa nevzťahuje na (a) Liip produkty a služby iné ako Produkt, (b) Non-Liip hardvérové produkty, (c) spotrebný materiál (ako sú batérie) alebo (d) softvér, aj keď je súčasťou balenia alebo bude predaná s produktom alebo integrovaná do produktu. Táto záruka sa nevzťahuje na zádný produkt alebo jeho časť, ktorý bol zmenený alebo upravený (napríklad za účelom zmeny funkcií alebo schopností) kýmkoľvek iným ako zástupcom spoločnosti Liip, alebo ak je toto vložený alebo nainštalovaný v zariadení, ktoré nepatrí spoločnosti Liip. Okrem toho táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na tieto prípady: (a) škody spôsobené použitím produktov iných ako Liip, (b) škody spôsobené nehodou, nesprávnym použitím, zaplavením, požiarom, zemetrasením alebo inými vonkajšími príčinami, (c) poškodenie spôsobené používaním produktu mimo povolené alebo označené použitie popísané Liip alebo spolu s nedostatočným napitím alebo napájaním, alebo (d) poškodenie spôsobené údržbovými úlohami (vrátane aktualizácií a rozšírení), ktoré vykonali ktokoľvek iný ako zástupca Liip. Obnova a preinštalovanie softvérových programov a používateľských dát sa na túto obmedzenú záruku nevzťahuje.

Zádný distribútor, agent alebo zamestnanec Liip nie je oprávnený vykonávať žiadne zmeny, doplnky alebo rozšírenie tejto obmedzenej záruky. Ak bude niektorá z podmienok vyhlásená za nezákonnú alebo nepoužiteľnú, zostane zákonnosť alebo vymáhateľnosť zostávajúcich podmienok platná a nebude tým dotknutá.

Implicitné záruky

S výnimkou rozsahu zakázaného právom právom sú všetky predpokladané záruky (vrátane záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na konkrétny účel) obmedzené na dobu trvania tejto obmedzenej záruky. Niektoré jurisdikcie nepovoľujú obmedzenie trvania predpokladanej záruky, takže vyššie uvedené obmedzenia sa na vás nemusia vzťahovať.

Obmedzenie poškodenia

S výnimkou rozsahu, v akom to platné zákony zakazujú, nezpovedá Liip za akékoľvek náhodné, nepriame, zvláštne alebo následné škody, vrátane, ale nielen, straty výhod, výnosov alebo dát v dôsledku akéhokoľvek porušenia výslovných alebo záručných podmienok alebo záruky. Implicitné, alebo v súlade s akoukoľvek inou právnou teóriou, aj v prípade, že Liip bol informovaný o možnosti takejto škody. Niektoré jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie zvláštnych, nepriamych, náhodných alebo následných škôd, takže vyššie uvedené obmedzenie alebo vylúčenie sa na vás nemusia vzťahovať.

Aplikované právo

Táto obmedzená záruka sa bude riadiť zákonmi Španielska a Európskej únie, bez toho, aby to malo vplyv na kolíziu zákonov, ktorá by mohla umožniť použitie právnych predpisov inej jurisdikcie

Služby zákazníkom

V prípade akýchkoľvek nárokov na uplatnenie právnej záruky vášho produktu nás môžete kontaktovať prostredníctvom nášho e-mailu liip@lip.care

ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI A PRÍSLUŠNÝ SÚD

Liip Smart Monitor a aplikácia Liip Care majú v úmysle pomôcť pri starostlivosti o vaše dieťa a nemajú v úmysle nahradiť, byť používané bez monitorovania alebo namiesto sledovania zodpovedným dospelým. Používaním Liip Smart Monitor užívateľ súhlasí a potvrdzuje, že Wearables Intelligentes SL, vrátane jeho agentov, zamestnancov, investorov a členov, nezpovedá za žiadne straty, škody alebo zranenia vzniknuté v súvislosti s používaním alebo prevádzkovaním Liipu Smart Monitor, bez ohľadu na príčinu. Liip Smart Monitor je určený pre zdravé deti; preto prahy oznámenia na Liip Smart Monitore nie sú tak prísne ako lekársky monitor.

Pamätajte: Nepoužívajte Liip Smart Monitor ako diagnostický nástroj. Nepoužívajte Liip Smart Monitor, ak váš lekár odporúča použitie nemocničného pulzného oxymetra. Nepoužívajte Liip Smart Monitor, ak váš lekár odporúča použitie monitora apnoe v nemocnici. Nepoužívajte Liip Smart Monitor ako ospravedlnenie pre nebezpečné spankové návyky. Používaním Liip Smart Monitor užívateľ súhlasí a potvrdzuje, že akýkoľvek spor vyplývajúci z jeho používania alebo prevádzky bude zahájený a vypočutý na súdoch v španielskej Valencii v súlade so španielskymi zákonmi.

Príručiek si tuto príručku

Vnútri nájdete mnoho užitočných rád, ako správne používať a udržiavať Liip Smart Monitor. Ak si prečítate online návod, možno nás nebudete musieť kontaktovať pre pomoc. Kompletne informácie o nastavení a používaní sú k dispozícii online na adrese https://liip.care/online-user-guide_en.php.

Príručiek si bezpečnostné informácie

Váša bezpečnosť a bezpečnosť ostatných sú pre nás veľmi dôležité. V tejto príručke je veľa dôležitých bezpečnostných správ.

Vždy si prečítajte a dodržiavajte všetky bezpečnostné správy.



Tento symbol je v tejto príručke používaný ako upozornenie na dôležité bezpečnostné informácie!

Všetky bezpečnostné hlásenia budú nasledovať symbol výstražného upozornenia a to buď slovom "NEBEZPEČENSTVO", "VAROVANIE", "UPOZORNENIE" ALEBO "OZNAMENIE". Tieto slová znamenajú:

NEBEZPEČENSTVO = bezprostredne nebezpečná situácia, ktorá bude mať za následok smrť alebo vážne zranenie.

VAROVANIE = Potenciálne nebezpečná situácia, ktorá by mohla mať za následok smrť alebo vážne zranenie alebo poškodenie majetku.

UPOZORNENIE = Potenciálne nebezpečná situácia, ktorá má za následok ľahké alebo stredné zranenia.

OZNAMENIE = Nebezpečenstvo, ktoré by mohlo mať za následok niekedy viac ako zranenie osôb, napríklad poškodenie majetku.

VAROVANIE a dôležité bezpečnostné informácie

VAROVANIE: MONITOR LIIP SMART NIE JE ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIE.

Liip Smart Monitor vás upozorní, ak bude srdcová frekvencia vášho dieťaťa alebo obsah kyslíka v jeho krvi alebo jeho teplota mimo povolený rozsah. Liip Smart Monitor je určený pre deti od narodenia do siedmich rokov (7) rokov, ale nie pre deti staršie siedmich rokov (7). Liip Smart Monitor nie je zdravotnícke zariadenie. Neúčurajte, neliečte, nezisťujte, nemonitorujte, nezabráňajte chorobu ani zranenia. Neovplyvňuje funkciu ani štruktúru tela. Chemickým pôsobením nedosahuje primárnych účelov, na ktoré bol navrhnutý. Nezabráni syndromu náhleho úmrtia dočiat (SIDS). Toto príručka slúži dvom primárnym funkciám: Poskytnúť užívateľovi základné pokyny a odporúčania pre správnu inštaláciu a používanie Liip Smart Monitor; a vysvetliť funkcie, opatrenia, bezpečnostné opatrenia, udržbu Liip Smart Monitoru. Je nevyhnutné, aby si všetky osoby, u ktorých sa očakáva, že budú tento Liip Smart Monitor obsluhovať alebo upravovať, prečítali pokyny, aby rozumeli tomu, ako správne obsluhovať Liip Smart Monitor, a aby tieto pokyny dodržiavali. Ak týmto pokynom nerozumiete, kontaktujte nás prosím priamo na adrese lip@lipcare.com

WARNING: FOR VARIOUING: PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ A PRE BEZPEČNOSŤ DETI.

Nenabíjajte Liip Smart Monitor v blízkosti vášho dieťaťa alebo nepoužívajte Liip Smart Monitor pri nabíjaní, pretože kábel môže predstavovať nebezpečenstvo uškodenia. Liip Smart Monitor je prímok. Liip Smart Monitor nenahrádza dôležité dospešlosti. U predčasne narodených detí, dočiat s doplnkovým kyslíkom alebo u detí s komplikovaným zdravotným stavom sa prosím obráťte na svojho lekára a poradte sa, či je Liip Smart Monitor pre vás vhodný. Prosíme, reagujte okamžite, keďkoľvek zaznie výstražné oznámenia.

FCC Informácie pre používateľov TOTO ZARIADENIE VYHOVUJE POŽIADAVKÁM ČASTI 15 SMERNICE FCC Vyhľadanie o kompatibilité komisie FCC (Federal Communications Commission) obsahuje FCC ID: 2AUS-IP1507 Toto zariadenie vyhovuje štandardom RSS RSS oslobodeným od licencie.

Zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré neboli výslovné schválenie stranou zodpovedajú za dodržiavanie predpisov, by mohli zrušiť opravenie používateľa používajúceho toto zariadenie. Používajte LEH dodaný napájací adapter. Ak tak neurobité, môže dôjsť k strate našej obmedzenej záruky.

Zariadenie presko testami a bolo uznané za zodpovedajúce limitom pre digitálne zariadenie triedy B, podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú nastavené tak, aby zaisťovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu pri inštalácii v domácom prostredí. Toto zariadenie vytvára, využíva a môže vyžarovať energiu rádiové frekvencie, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivú interferenciu ďalším rozhlásu.

Obshaue IC ID: 11306-IP1507

Prevádzka / Manipulácia je podmienená / s nasledujúcimi dvoma podmienkami: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a (2) zariadenie musí prijať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia spôsobujúceho nežiaducu prevádzku.

Podmienky použitia:

1. Prečítajte si pokyny. 2. Dodržujte pokyny. 3. Respektujte všetky varovania. 4. Respektujte všetky varovania. 5. Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody. 6. Neumiestňujte zariadenie do blízkosti zdrojov tepla ako sú radiatory, tepelné regulatory, kachle alebo iné zariadenia, ktoré generujú teplo. 7. Používajte tento produkt len pod dohľadom dospelej osoby. 8. Používajte iba nabíjajúci a kábel predávaný spolu so spotrebičom alebo certifikovaný podľa EN 60950-1. 9. Všetky opravy musí vykonávať kvalifikovaný servisný personál. Spotrebič musí byť opravený za týchto okolností: napríklad: keď bol poškodený napájací kábel alebo zástrčka, keď došlo k rozliatiu tekutiny, keď bol spotrebič vystavený dažďu alebo vlhkosti, keď zariadenie nefungovalo alebo po páde. 10. Nevystavujte toto zariadenie striekajúcej vode, ústite sa, že na zariadení nie sú predmety s tekutinami, napríklad potravu. 11. Pre úplné odpojenie spotrebiča od siete, odpojte zástrčku napájacieho kábla zo zásuvky striedavého prúdu. 12. Sietová zástrčka napájacieho kábla musí zostať pripravená na opätovné použitie. 13. Nevystavujte batériu nadmernému teplu, akým je priame slnečné žiarenie, ohn, alebo podobné zdroje tepla. 14. Nepokúšajte sa zariadenie sami otvárať, rozoberať ani opravovať. 15. Nenachádzajte zariadenie spadnúť, hodíť do vákuu alebo sa ho pokúšať ohnúť.

Pokyny k recyklácii a likvidácii batérií

ZHODA SO SMERNICOU 2006/66 / ES: Nová smernica 2006/66 / ES o batériách a akumulátoroch, ktorá nahrádza predchádzajúcu smernicu, nadobudla účinnosť 26. septembra 2008. Smernica sa vzťahuje na všetky typy batérií a akumulátorov (AA, AAA, gombíkové batérie, olovéné, dobijacie, vrátane tých, ktoré sú začlenené do elektrických spotrebičov, s výnimkou vojenskej, jadrovej a kozmickej nádrží). Smernica stanovuje normy pre zber, spracovanie, recykláciu a likvidáciu batérií a jej cieľom je znížiť negatívne nebezpečenstvo látok a zlepšiť vplyv batérií a všetkých operátorov v dodávateľskej reťazi na životné prostredie. Batéria vášho zariadenia nie je vyberateľná a používateľ ju nemôže vybrať. Strediská servisných stredísk sú, ktoré riadi demontáž produktu a vybratie batérie. Ak je z nejakého dôvodu nutné batériu vymeniť, musí byť tento proces vykonávaný v autorizovaných servisných strediskách.

V Európskej únii a inde je zakázané likvidovať batérie spolu s komunálnym odpadom. Všetky batérie by mali byť likvidované spôsobom, ktorý nie je škodlivý pre životné prostredie. Symbol prečiarknutého odpadového koša na batérii alebo obale výrobku znamená, že výrobok sa po skončení jeho životnosti nesmie likvidovať ako komunálny odpad, ale musí sa odovzdať na zbernom mieste pre triedený odpad alebo vrátiť predajcovi pri nákupe nového štandardného alebo nabíjacieho batérie. Užívateľ je zodpovedný za odovzdanie použitých batérií na príslušnom zbernom mieste na spracovanie a recykláciu. Zodpovedný zber triedeného odpadu a následná ekologická recyklácia, spracovanie a likvidácia starých batérií prispievajú k ochrane zdravia a životného prostredia a podporujú recykláciu materiálov, použitých na výrobu batérií. Nelegálna likvidácia výrobku užívateľom poškodzuje životné prostredie a ohrozuje ľudské zdravie. Pre ďalšie informácie o dostupných službách v oblasti likvidácie odpadu kontaktujte miestnu spoločnosť, zaoberajúcu sa likvidáciou odpadu, alebo obchod, v ktorom ste spotrebič kúpili.

Opatrenia pri používaní batérie:

1. Nepokúšajte sa batériu otvoriť. 2. Batériu nikdy nerozoberajte, ani ju neskrutkujte. 3. Nevhadzujte batériu do ohňa ani do koša, nevystavujte ju teplotám nad 60 ° C. 4. Nepoužívajte batériu na iné účely, než na ktoré bola určená. 5. Nepoužívajte batérie poškodzené alebo nedoporučené spoločnosťou Wearables Intelligentes S.L.

Opdad z elektrických a elektronických zariadení / SMERNICA 2012/19 / UE

Produkt spĺňa požiadavky Smernica Európskeho parlamentu a rady 2012/19 / EÚ z 4.7.2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment). Podľa nariadenia Európskej únie produkt označený symbolom preškrtnutého koša na kolieskach, nepatrí do bežného odpadkového koša, ak a ho chcete vyhodit, využite k tomu zodpovedajúce zberné zariadenie.

Povinnosti po skončení životnosti výrobku:

- recyklovať obaly a produkt na konci obdobia používania v zodpovedajúcej recyklingovej firme,
- nevyhadzovať výrobok do odpadkového koša spoločne s bežnými odpadkami,
- nepáliť výrobok.



Dodržiavaním vyššie uvedených povinností riadenej likvidácie odpadu z elektrických a elektronických zariadení vylučujete škodlivé účinky na životné prostredie a nebezpečenstvo pre ľudské zdravie.

V súlade so smernicou RoHS:

Prostredníctvom tohto dokumentu WEARABLES INTELLIGENTES S.L. prohlašuje, že tento produkt je v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/65 / EÚ z 8. januára 2011 o obmedzení používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

Elektronické odpady

Prostredníctvom tohto dokumentu wearables INTELLIGENTES S.L. vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a iné príslušné ustanovenia smernice 2014/53 / EÚ Európskeho parlamentu a Rady z 16. apríla 2014 o zosúladiení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa komercializácie rádiových zariadení, vrátane pokynov pre vystavenie elektronického výrobku podľa EN 301.489-1 a EN 301.489-17 a pokyny pre vysokofrekvenčné vysielanie podľa EN 300.328. Toto zariadenie je vysielací a prijíma rádiových vln a je navrhnuté tak, aby neprekračovalo limity vystavenia rádiovým vlnám (vysokofrekvenčné elektromagnetické pole) odporúčané medzinárodnými pokynmi. Pokyny boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou (ICNIRP) a zahŕňajú značnú mieru bezpečnosti, aby bola zaistená bezpečnosť všetkých ľudí, bez ohľadu na ich vek alebo zdravotný stav. Podľa týchto kritérií norma stanovuje, že maximálny zákonomý výkon pre toto zariadenie je 20 mW.


Termékleírás

A Liip Smart Monitor egy intelligens karkötő, amely a leginnovatívabb technológiákon keresztül nyújt információkat a gyermek fő életfunkcióiról: pulzusszámról, vér oxigénszintjéről és hőmérsékletéről.

A Liip Smart Monitor az okostelefonokon vagy tablettokon található Liip Care alkalmazáson keresztül tájékoztatja Önt az életfunkciók állandó változásairól, amelyek kívül esnek a normál értékeken.


A doboz tartalma :

- A. Liip Smart Monitor
- B. Cserélhető karkötők
- C. Töltő
- D. USB kábel
- E. Reset gomb
- F. Használati utasítás




Termék áttekintése

- 1. LED információs lámpa
- 2. Kikapcs és reset gomb
- 3. Biztonsági retesz
- 4. USB-csatlakozó az elem töltéséhez
- 5. Pulzus-oximetria-érzékelő
- 6. Rögzítő pecek
- 7. Hőmérséklet szenzor



1.



Töltse fel a Liip Smart Monitor elemet, amíg a LED zöldre nem vált.

2.



Töltse le az alkalmazást okostelefonjára, keresse meg a Liip alkalmazást az App Store-ban vagy Google Play

3.



Indítsa el az alkalmazást, és kövesse az utasításokat a felhasználói fiók létrehozásához és a telefon csatlakoztatásához a Liip intelligens monitorhoz

4. **Liip Smart Monitor**

Liip WZ6W


PIN: 992400

P/N: 2000000

S/N: L2P000000001

A Liip Smart Monitor okostelefonhoz történő csatlakoztatásához meg kell adnia a csatlakozási kódot. Ennek a kód 6 számjegyű, és a mező alján található.

5.



1-15 Hónaposnál



+15 Hónaposnál

A Liip Smart Monitor beállítása és felhelyezése : A Liip Smart Monitor készüléket a bal lábra kell felhelyezni. A készüléknek felfelé, a Liip logóval pedig kifelé kell néznie. Úgy kell rögzíteni, hogy a nyomás hatására ne forogjon a gyermek lába körül. 15 hónaposnál idősebb gyermekeknél a Liip Smart Monitor a csuklóra is felhelyezhető. A gyermek bal kezére kell csatolni, a Liip logó felfelé és befelé nézzen.

A Liip tisztítása : A Liip Smart Monitorban használt anyagok hipoallergének és könnyen moshatók, ami megkönnyíti a megfelelő higiénia biztosítását. A készüléket és a karkötőket külön kell mosni. A karkötőket kézzel és/vagy a mosógépben 30 °C-on lehet mosni. Ne használjon fehérítőt. Ne szárítsa szárítógépben. Nem vasalható. Ne tisztítsa vegyszerrel. A készüléket száraz ruhával kell megtisztítani, különös figyelmet fordítva arra, hogy az érzékelők a lehető legtisztábbak legyenek, hogy megfelelő módon működhessenek.



Probléma	Ok	Megoldás
A központi kijelzőn percekig az „Adatok kiszámítása” üzenet jelenik meg. A csatlakozás létrejött, de az élethelekkel kapcsolatos adatok nem jelennek meg.	1. A Liip Smart Monitor felhelyezése nem megfelelő. 2. A gyermek nyugtalan és sokat mozog.	1. Tekintse meg a videókat a Liip Care alkalmazás digitális bemutatójában> Beállítások> Sugo> Első használat> A Liip Smart Monitor felhelyezése a gyermeke 2. Várja meg, amíg a gyermek megnyugszik. Ezután ellenőrizze, hogy a készülék pozíciója és rögzítése megfelelő-e.
Folyamatosan az „ellenőrizze a Liip helyzetét” értesítés jelenik meg.	1. A Liip Smart monitor felhelyezése nem megfelelő. 2. A baba nyugtalan és sokat mozog. 3. A baba súlyja kevesebb, mint 3,4 kg	1. Tekintse meg a videókat a Liip Care alkalmazás digitális bemutatójában > Beállítások> Sugo> Várja meg, amíg a gyermek megnyugszik. Ezután ellenőrizze, hogy a készülék pozíciója és rögzítése megfelelő-e. 3. Kis súlyú újszülött esetén javasoljuk, hogy olvassa el a Digitális Didaktikai Útmutatót, amelyben elmagyarázzuk, hogyan kell a Liip-et elhelyezni koraszülött csecsemőknél és 15 naponál fiatalabb babáknál: Liip-kezelés> Beállítások> Sugo> Első használat> A Liip Smart Monitor felhelyezése a gyermeke.
Nem kaptam meg a fiók megerősítésére vonatkozó üzenetet, vagy „Hiba a regisztrációnál” üzenetet kaptam.	1. Csatlakoztam a Wi-Fi-hz. 2. Nincs internet hozzáférésem. 3. Rossz a lefedettség. 4. Már létrehoztam egy fiókot. 5. Helytelen e-mail címet adtam meg.	1. Resztelje a Wi-Fi-t, és ellenőrizze, hogy az internet-kapcsolat megfelelően működik-e. 2. A felhasználói fiók létrehozásához rendelkeznie kell internet hozzáféréssel. 3. Keressen egy jobb lefedettségű helyet. 4. Térjen vissza a fiók regisztráció képernyőjére, írja be e-mail fiókját és jelszavát, majd nyomja meg a “Csatlakozzon gyermekehez” gombot. 5. Ellenőrizze, hogy helyesen írta-e be a felhasználói fiókhoz való hozzáféréshez szükséges

KAPCSOLAT

Probléma	Ok	Megoldás
A Liip Care alkalmazás néhány perc keresést követően nem tudott csatlakozni.	1. A Bluetooth Low Energy nagyon lassan kapcsolódik abban az esetben, ha a Liip Smart Monitor NINCS csatlakoztatva a hálózathoz. 2. A Liip Smart Monitorhoz legközelebbi okostelefon/táblagép a Bluetooth hatósugarán kívül van.	1. Töltse fel a Liip Smart Monitor. 2. A Liip Smart Monitor akár 20 okostelefonhoz/táblagéphez csatlakoztatható. Csak egy eszköznek kell a gyermekkel egy szobában lennie, erről az információ valós időben kerül továbbításra más okostelefonokra/táblagépekre, amelyeken telepítve van és fut a Liip Care alkalmazás. Így korlátozás nélkül és bárhol a világon tudomást szerezhet gyermeke állapotáról. Több okostelefon/táblagép csatlakoztatása a Liip Smart Monitor készülékkel: a) Jelentkezzen ki az első okostelefonon/táblagépen, ahol regisztrálta a fiókot. b) Töltse le a Liip Care alkalmazást a másik okostelefonra/táblagépre, és ugyanazzal az e-mail címmel és jelszóval jelentkezzen be, és írja be a kapcsolat PIN-kódját. c) Jelentkezzen be újra az első okostelefonon/táblagépen, amely automatikusan elkezd az adatok fogadását. d) Ezt a folyamatot legfeljebb 20 okostelefonon/táblagépen megismételheti.
A Liip Care alkalmazás folyamatosan keres, de nem csatlakozik, még akkor sem, ha az okostelefon/táblagép mellett található.	Helytelen okostelefon/táblagép konfiguráció.	1. ANDROID • Csatlakoztassa a Liip Smart Monitor a töltőhöz, és maradjon közel hozzá. • Jelentkezzen ki a Liip Care szolgáltatásból minden okostelefonon/táblagépen, ahol a szolgáltatás nyitva van és bejelentkezési fiókkal rendelkezik. • Indítsa újra az okostelefont/táblagépet. • Aktiválja a helymeghatározást/GPS-t okostelefonján/táblagépen. • Nyissa meg az okostelefon/táblagép beállításait. • Lépjen a Bluetooth beállítások oldalra, és ellenőrizze, hogy az okostelefon/táblagép csatlakoztatva van-e. Ha igen, akkor hagyja ki a következő 2 lépést. • Kapcsolja ki, majd ismét be a Bluetooth-t. • Csatlakoztassa újra az eszközt. • A kapcsolódás után távolítsa el és telepítse újra a Liip Care alkalmazást: ügyeljen arra, hogy engedélyezze az alkalmazás hozzáférést a helyadatokhoz, a háttérben való futást és az egyéb szükséges engedélyeket. Győződjön meg arról, hogy engedélyezve van-e a GPS-helyzet az okostelefonon/táblagépen (néhány gyártó esetében ezt a lehetőséget engedélyeznie kell a Bluetooth számára a Liip Smart Monitor észleléséhez). 2. iOS • Csatlakoztassa a Liip Smart Monitor a töltőhöz, és maradjon közel hozzá . • Indítsa újra az iPhone/iPad készüléket. • Jelentkezzen ki a Liip Care szolgáltatásból az összes olyan iPhone/iPad eszközön, ahol az meg van nyitva, és rendelkezik belépési fiókkal. • Távolítsa el a Liip Care alkalmazást az iPhone/iPad készülékről. • Telepítse újra a Liip Care alkalmazást. NE jelentkezzen be felhasználónevével és jelszával. • Lépjen az iPhone / iPad beállításaira. • Lépjen a Bluetooth beállítások oldalra, és ellenőrizze, hogy az iPhone/iPad csatlakoztatva van-e a Monitorhoz. • Ha az eszköz csatlakoztatva van, hagyja ki a következő lépést. • Kapcsolja ki és be a Bluetooth-ot. Lépjen be a Liip Care alkalmazásba felhasználói név és jelszó megadásával, várjon 1 percet a válasza. Amikor megjelenik a csatlakozási képernyő, várjon, amíg az elem szimbóluma meg nem jelenik, és aktiválja az érzékelőket. • Ha az eszköz nincs csatlakoztatva: a felhasználónevet és jelszót megadásával lépjen be a Liip Care alkalmazásba, várjon 1 percet a válasza. Amikor megjelenik a csatlakozási képernyő, várjon, amíg az elem szimbóluma meg nem jelenik, és aktiválja az érzékelőket. • Nyissa meg a Liip Care alkalmazást, és várjon 1-2 percet, amíg csatlakozik.

KAPCSOLAT

Probléma	Ok	Megoldás
Az értesítések vagy a riasztások némák.	1. Az okostelefon/táblagép néma üzemmódban van, „ne zavarj” üzemmódban van. 2. A fenyjelzések ki vannak kapcsolva. 3. Az okostelefon/táblagép blokkolja a hangokat.	1. Az okostelefon/táblagép típusától és az operációs rendszer verziójától függően az operációs rendszer irányítja az alkalmazások kezelését. Annak érdekében, hogy a hang a Liip Care alkalmazásban keletkezzen, ellenőriznie kell, hogy nincs-e aktívva a néma üzemmód vagy a „ne zavarj” üzemmód. 2. Lépjen be a Liip Care> Beállítások> Hangok menübe. Ellenőrizze, hogy a (zöld) riasztási értesítések engedélyezve vannak-e. A riasztási értesítéseket nem lehet megváltoztatni. 3. Végezze el a következő lépéseket, amelyek részletesebben megtalálhatóak a digitális kézikönyvben, a "Hangok" részben: a) Indítsa újra az okostelefont/táblagépet, amelyen telepítette az alkalmazást. b) Váltassa el a Liip Care alkalmazást minden okostelefonról/táblagépról, és telepítse újra. c) Lépjen a Hangok menübe a Liip Care menüben, és kattintson a hangok neveire, a kék „értesítés” vagy „figyelmeztetés” szóra, és győződjön meg arról, hogy hallja az összes hangot. Ha megnyomásakor nem hallható hang, akkor az okostelefon/táblagép blokkolja a hangokat. d) Ellenőrizze az értesítési hangok beállításait: d1) Android. Beállítások> Alkalmazások> Liip Care> Értesítések> Kétszer vagy háromszor kapcsolja be és ki.> Kattintson a „Mi a teendő” hang opcióra, és ellenőrizze, hogy a „Hang és megjelenítés” opciót választotta-e. Ha nem, válassza ezt az opciót. d2) iOS beállítások> Értesítések> Liip Care> Az összes értesítés engedélyezése
Legalább egy percig tart a riasztások generalása..	A Liip Care NEM KÜLD FIGYELMEZTETÉSEKET AZ EGYSZERI MAGAS VAGY ALACSONY ÉRTEKEK ESETÉBEN. A hamis riasztások csökkentése és a megbízhatóság növelése érdekében a Liip csak akkor küld figyelmeztetést, ha az életjelek alakulása/mintázata ezt indokolja.	Különböző esetekben szakorvosi ajánlás alapján alkalmazható a „küszöbérték” rendszer. Ebben az üzemmódban maximális és minimális riasztási értékek kerülnek beállításra. Amennyiben erre az üzemmódra tart igényt, lépjen velünk kapcsolatba a liip@liip.care címen
A Liip Care hangjait nem lehet kikapcsolni ki az okostelefonomon vagy táblagépemen.	A beállításokat vagy a hangokat csak a Liip Smart Monitorhoz Bluetooth-on keresztül csatlakoztatott okostelefonon/táblagépen lehet	Használja azt az okostelefont/táblagépet, amely Bluetooth-on csatlakozik a Liip Smart Monitorhoz, és állítsa be a beállításokat vagy a hangokat.
Meg akkor is riasztásokat vagy értesítéseket kapok, ha a Liip Smart Monitor nincs használatban.	Levette gyermekéről a Liip Smart Monitor készüléket, és elfelejtette kikapcsolni az érzékelőket.	Lépjen be a Liip Care alkalmazásba> Beállítások> Érzékelők> Deaktíválás
Van egy pulzoximéterem, és a mért adatok nem egyeznek meg a Liip Care adataival.	A más pulzoximéterrel mért adatokban mutatkozó eltérés oka a következő: A Liip Smart Monitor 8 adatot mér 1,2 mp-en belül, a Liip Care pedig az adatok 6 másodperces összefoglaló értékeit jeleníti meg a felhasználói tapasztalatok javítása érdekében. Mivel más pulzoximéterek ritkábban mérnek, nem valószínű, hogy az adatok 100%-ban megegyeznek.	

ADATTÁROLÁS

Probléma	Ok	Megoldás
Nem látom a Liip Care alkalmazásban tárolt adatokat.	A tárolt adatok és értesítések csak egy hétig jeleníthetők meg.	Nyomja meg az „Érzékelők aktiválása” gombot, és ellenőrizze, hogy fogad-e adatokat
A tárolt adatok és értesítések csak egy hétig jeleníthetők meg.	A Liip Care az elmúlt 7 nap adatait és értesítéseit tárolja.	A Connected Care platform minden felhasználó számára elérhető. Részletes grafikonokat jelenít meg a Liip Smart Monitor által az első használat óta generált adatokkal és értesítésekkel együtt. Ezt a platformot a https://connected.liip.care címen érheti el

A "Connected Care" platform

A Connected Care egy számítógépen és táblagépen elérhető platform, melynek segítségével kényelmesen és részletekbe menően ellenőrizheti és megjelenítheti gyermekének egészségügyi állapotát. A Liip Care grafikonjaitól eltérően, amelyek csupán az elmúlt hét adatait mutatják, a Connected Care lehetőséget nyújt az elmúlt 12 hónap életjeleinek megtekintésére, értesítések bevitelére és az egyes értesítések által generált változások szoros figyelemmel kísérésére. Lépjen a Connected Care platformot a <https://connected.liip.care> hivatkozás segítségével elérhetővé teszi a felhasználók számára. A Connected Care platform és a Liip Care azonos hozzáféréssel rendelkezik, tehát ugyanaz a felhasználónevet és jelszót használhatja mindkét platformon.

Korlátozott jótállási és felelősségi nyilatkozat

KORLÁTOZOTT GARANCIA

A Wearables Intelligentes S.L. (a továbbiakban: „Liip”) garantálja az eredeti vásárló számára, hogy a Liip Smart Monitor elektronikus készüléke (a továbbiakban: „termék”) a vásárlás időpontjától számított egy (1) évig normal használat esetén mentes minden alany- és gyártási hibától, kivéve azt az esetet, ha a vásárló lakóhelye az Európai Gazdasági Térségben található (a továbbiakban: „EGT”) és Liip- terméket az EGT-ben vásárolta meg, ahol a jótállási idő két (2) év+ a beszerzés napjától („garanciadátum”). A Liip nem garantálja, hogy a termék működése megszakítás nélküli vagy hibamentes lesz. A Liip nem vállal felelősséget a termék használatával kapcsolatos utasítások be nem tartásából fakadó károkért. Ez a korlátozott jótállás nem vonatkozik a a termékbe beépített szoftverre és a Liip által a termék tulajdonosának nyújtott szolgáltatásokra. A használatával kapcsolatos jogainak részleteit kérjük, olvassa el a Liip szoftvert kísérő licenccserződést és a szolgáltatási feltételeket.

»A termék akkumulátorának élettartama a készülék használatától és konfigurációjától függ. Mivel az akkumulátorok fogyóeszköznek tekinthetők, a specifikációk azt jelzik, hogy a termék optimális teljesítményt a vásárlás első hat (6) hónapjában és körülbelül 200 újrátöltéssel érheti el.

Források

Annaknyiban a készülék meghibásodik és a Liip számára a garanciaidőn belül érvényes garanciaigény kerül benyújtásra, a Liip (1) saját belátása szerint és a törvény rendelkezéseivel összhangban ingyenesen javítja a terméket új vagy javított alkatrészekkel vagy (2) kicseréli a terméket egy új vagy javított termék. Hiba esetén a törvény csak a lehetséges forrásokot határozza meg. A Liip igényelheti a szállítási költségek megtérítését, kivéve, ha azt az alkalmazandó törvények tiltják. Ez a korlátozott jótállás csak azokban a joghatóságokban érvényes, ahol a termékeket a Liip vagy annak hivatalos forgalmazói vagy képviselői forgalmazzák, és az adott joghatóságokra alkalmazandó törvények által megengedett mértékben érvényes. A cseréket nyújtott valamennyi készüléke a fennmaradó eredeti jótállási időszakkal vagy harminc (30) napon vonatkozik, attól függően, hogy melyik hosszabb, vagy az Ön joghatóságai alatt érvényes jótállási időszak.

A jótállási szolgáltatás igénybevétele

A jótállási szolgáltatás igénybevétele a terméket előre megfizetett szállítási költségekkel a Liip által megadott címre kell elküldenie, eredeti csomagolásban vagy olyan csomagolásban, amely az eredeti csomagolással megegyező szintű védelmet nyújt. Az alkalmazandó joggal összhangban a Liip kérheti, hogy a garanciaszolgáltatás nyújtása előtt igazolja a vásárlást, az egyes regisztrációs követelményeknek való megfelelést vagy mindkettőt.

Kizárások és korlátozások

Ez a korlátozott garancia csak a Liip által jótállást vagy a Liip számára gyártott termékekre vonatkozik, amelyeket a rájuk feltüntetett „Liip” védjegy, kereskedelmi márká vagy logo azonosítanak. A korlátozott jótállás nem vonatkozik a) a Termékekkel ellátó Liip termékekre és szolgáltatásokra; b) a nem-Liip hardver termékekre, c) fogyóeszközökre (például akkumulátorok) vagy (d) szoftverre, még akkor sem, ha azokat a csomag tartalmazza, vagy a termékekbe vannak integrálva. Ez a jótállás nem vonatkozik az olyan Termékekre, vagy azok részeire, amelyet a Liip képviselőjétől eltérő személy megváltoztatott vagy módosított (például a funkciók vagy képességek megváltoztatása), vagy ha a Terméket nem Liip eszközbe helyezték be vagy telepítették. Ezenkívül ez a korlátozott jótállás nem terjed ki a következőkre: (a) a Liip-től eltérő termékek alkalmazása által okozott károk, (b) balesetek, helytelen használat, árviz, tűz, földrendezés vagy egyéb külső okok által okozott károk, (c) a termék olyan felhasználása által okozott károk, amik nem megengedettek vagy nem a Liip által megjelölt felhasználási módok, ideértve az elégtelen feszültség vagy áramerősség eseteit, vagy (d) a Liip képviselőjétől eltérő személy által végzett karbantartási feladatok (beleértve a frissítéseket és kiterjesztéseket) által okozott károk. Ez a korlátozott garancia nem terjed ki a szoftverprogramok és a felhasználói adatok helyreállítására és újratelepítésére.

Semmilyen forgalmazó, képviselő vagy Liip alkalmazott nem jogosult a korlátozott jótállás módosítására, kiegészítésére vagy meghosszabbításra. Ha valamelyik feltételt illegálisan vagy alkalmazhatatlannak nyilvánítják, a fennmaradó feltételek jogszerűsége vagy végrehajtathatósága teljes hatállyal marad.

Implicit jótállások

Az összes feltételreztett jótállás a hatályos jogi előírások által tiltott esetek kivételével (ideértve a forgalmazhatóság és az adott célra való alkalmasság garanciáit is) e korlátozott jótállás időtartamára korlátozott. Egyes jogrendek nem engedélyezik az implicit jótállás időtartamának korlátozását, ezért előfordulhat, hogy a fenti korlátozás nem vonatkozik Önre.

A kár kizárása

A vonatkozó törvények által tiltott mérték kivételével a Liip nem vállal felelősséget semmilyen véletlen, közvetet, különleges vagy következményként fellépő károkat, beleértve, de nem kizárólag az előnyök, anyagi javak vagy adatok explicit vagy garanciavállalási feltételek megsértésének következtében bekövetkező elvesztése. Halgatólagosan vagy bármely más jogi elemmelletl összhangban, még akkor is, ha a Liipet tájékoztatták az ilyen kár lehetőségeiről. Egyes jogrendszerek nem engedélyezik a speciális, közvetet, véletlenszerű vagy következményes károk kizárását vagy korlátozását, ezért előfordulhat, hogy a fenti korlátozás vagy kizárás nem vonatkozik Önre.

Alkalmazandó jog

Ezt a korlátozott jótállást Spanyolország és az Európai Unió törvényei szabályozzák, anélkül, hogy a kollízió olyan hatással járna, amely lehetővé tenné egy másik joghatóság jogszabályainak alkalmazását.

Ügyfélszolgálat

Termékeinek vagy garanciája iránti igény esetén felveheti velünk a kapcsolatot a liip@liip.care e-mail címen

FELELŐSÉG ELUTASÍTÁSA ÉS ILLETÉKES BÍRÓSÁG

A Liip Smart Monitor és a Liip Care gyermekek gondozásának kiegészítésére szolgál, és nem célja, hogy a felelős felnevelt által végzett felületeket helyettesítse vagy pótolja. A Liip Smart Monitor használatával a felhasználó beleegyezik és megengedi, hogy a Wearables Intelligentes S.L. - beleértve ügyfőinket, alkalmazottait, befektetőit és tagjait is - nem felelős a Liip Smart Monitor használatával vagy üzemeltetésével összefüggő veszteségeket, károkat vagy sérüléseket, azok okától függetlenül. A Liip Smart Monitor egészséges gyermekek számára készült; ezért a Liip Smart Monitor értesítési kőszöbértéke nem olyan szigorú, mint egy orvosi monitoré.

Né felelő: Ne használja a Liip Smart Monitor diagnosztikai eszközként. Ne használja a Liip Smart Monitor készüléket, ha orvosa kórházi pulzoximéter használatát javasolja. Ne használja a Liip Smart Monitor készüléket, ha orvosa kórházban apnoe monitor használatát javasolja. Ne használja a Liip Smart Monitor a veszélyes alvás szokások ellenőrzésére. A Liip Smart Monitor használatával a felhasználó beleegyezik és megengedi, hogy a használatából vagy működéséből adódó bármilyen vitát a spanyolországi Valencia bírósági kezdeményeznek és tárgyalnak, a spanyol törvényeknek megfelelően.

Olvasza el ezt az útmutatót

Az útmutatóban hasznos tippeket talál a Liip Smart Monitor megfelelő használatához és karbantartásához. Az online használatú útmutató előválasszával számos kérdésére választ kaphat, így lehet, hogy nem kell kapcsolatba lépnie velünk segítségért. A teljes beállítási és használati információ elérhető a https://liip.care/online-user-guide_hu.php webhelyen.

Olvasza el a biztonsági információt.

Az Ön és mások biztonsága nagyon fontos számunkra. Ebben az útmutatóban számos fontos biztonsági üzenet található.

Mindig olvassa el és kövesse az összes biztonsági üzenetet.

Ezt a szimbólum a kézikönyvben a kiemelkedő fontosságú biztonsági információk jelzésére szolgál



Minden biztonsági üzenetet figyelmeztető szimbólum követ, vagy a "VESZÉLY", "VIGYÁZAT", "FIGYELMEZTETÉS", vagy "ÉRTESETÉS" szó
A szavak jelentése:

VESZÉLY = közvetlen életveszély jelző helyzet, amelynek figyelmen kívül hagyása halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezet.

VIGYÁZAT = Potenciálisan veszélyes helyzet, amelynek figyelmen kívül hagyása halálhoz vagy súlyos sérüléshez vagy anyagi károk keletkezéséhez vezethet.

FIGYELMEZTETÉS = Potenciálisan veszélyes helyzet, amelynek figyelmen kívül hagyása enyhé vagy közepesen súlyos sérüléshez vezethet.

ÉRTESETÉS = Veszély, amely személyi sérülésektől eltérő dolgokat, például anyagi károkat okozhat.

FIGYELMEZTETÉS és fontos biztonsági információk

FIGYELMEZTETÉS: A LIIP SMART MONITOR NEM ORVOSI ESZKÖZ.

A Lipi Smart Monitor figyelmeztet, ha gyermeke szívműsára vagy véroxigénszintje vagy a hőmérséklete túllépi a megengedett tartományt. A Lipi Smart Monitor születéstől hét (7) éves korig alkalmazható, hét (7) évnél idősebb gyermekek számára nem ajánlott. A Lipi Smart Monitor nem orvosi eszköz. Nem határozza meg, nem győjtja meg, nem csökkenti, nem figyel és nem éli meg a betegségeket vagy sérüléseket. Nem befolyásolja a test működését vagy felépítését. Az elsődleges célokat, amelyre terveztek, nem kémiai módszerekkel éri el. Nem akadályozza meg a csecsemő hirtelen halálának szindrómáját (SIDS). Ez a készülékny két elsődleges funkciót szolgál: alapvető utasításokat és ajánlásokat nyújt a felhasználó számára a Lipi Smart Monitor helyes telepítéséhez és használatához, illetve elmagyarázza a Lipi Smart Monitor funkciót, működését, a követendő biztonsági óvintézkedéseket és az eszköz karbantartását. Fontos, hogy mindenki, aki várhatóan működtetni vagy módosítani fogja ezt a Lipi Smart Monitor készüléket, olvassa el az utasításokat és kövesse azokat, hogy megértse, hogyan kell a Lipi Smart Monitorot megfelelően működtetni. Ha nem érti ezeket az utasításokat, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül a lip@lipi.care címen.

FIGYELMEZTETÉS: AZ ÖN BIZTONSÁGA ÉS A GYERMEKE BIZTONSÁGA

Ne töltsa a Lipi Smart Monitor készüléket gyermeke közelében, töltes közben ne használja a Lipi Smart Monitor készüléket, mivel a kábel fulladásveszélyt jelenthet a gyermek számára. A Lipi Smart Monitor egy segédeszköz. A Lipi Smart Monitor nem helyettesíti a felnőtt felügyeletet. Károsultól csecsemők, kiegészítő óvintézkedésekre szoruló csecsemők, vagy összegette betegségeken szenvedő gyermekek esetén kérjük, forduljon orvosához, hogy megtudja, a Lipi Smart Monitor megfelelő-e az Ön számára. Kérjük, azonnal reagáljon, amikor a figyelmeztető üzenet megszólal.

FCC felhasználói információk és a berendezés megfelel az FCC IRÁNYELV 15. RÉSZÉNEK KÖVETELMÉNYEINEK A Szövetségi Kommunikációs Bizottság (FCC) kompatibilitási nyilatkozata az FCC azonosított tartalmazza: 2AAUS-ISP1507 Ez a készülék megfelel az RSS RSS szabványoknak, melyek nem engedélyezték.

A készüléknek a megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott módosítási érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére. CSAK a készülékhez kapott hálózati adaptert használja. Ennek elmulasztása a korlátozott jótállás elvesztését jelentheti.

Ezt a berendezést tesztelték és megállapították, hogy megfelel az FCC szabályok 15. része szerint B osztályú digitális eszközökre vonatkozó korlátozásoknak. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy egyszerű védelmet biztosítsanak a káros interferenciák ellen lakóépületekben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ

IC ID: 11306A-ISP1507

IC Az üzemeltetés az alábbi két feltétel függvénye: (1) a készülék nem bocsáthat ki interferenciát, és (2) a készüléknek el kell viselnie minden kapott interferenciát, a készülék nem kívánt működését okozó interferenciát is beleértve.

Használati feltételek:

1. Olvassa el az utasításokat. 2. Kövesse az utasításokat. 3. Vegye figyelembe az összes figyelmeztetést. 4. Kövesse az összes utasítást. 5. Ne használja ezt a készüléket víz közelében. 6. Ne helyezze a készüléket hőforrások, például radiátorok, hőszárazítók, kályhák vagy más hő termelő eszközök közelébe. 7. Ezt a terméket csak felnőtt felügyelet alatt használja. 8. Csak a készülékkel együtt vásárolt vagy az EN 60950-1 szerint szabványozott töltőt és kábelt használja. 9. Minden javasít szakembernek kell elvégeznie. A készüléket meg kell javítani, például a következő esetekben: ha a kábel vagy a csatlakozó sérült, ha folyadék ömlött rá, ha a készüléket esőnek vagy nedvességnek tetten, ha a készülék nem működik, vagy ha leest. 10. Ne tegye ki a készüléket fűcsővel vagy csapvízzel; ügyeljen arra, hogy a készüléknek ne legyenek folyadékokkal töltött tárgyak, például poharak. 11. Teljesen válassza le a készüléket a hálózatról; húzza ki a kábelt a hálózati aljzatról. 12. A kábel dugójának rendelkezésre kell állnia az újrafelhasználás. 13. Ne tegye ki az akkumulátorokat túlzott hőnek, például napfénynek, tűznek vagy hasonlóknak. 14. Ne kísérelje meg kinyitni, szétszerelni vagy javítani a készüléket. 15. Ne ejtse le, ne dobja és ne kísérelje meg meghajlítani a készüléket.

Az akkumulátor újrahasonosítása és ártalmatlanítási utasításai

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/66/EK irányelve (2006. szeptember 6.) az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról, továbbá a 91/157/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről minden típusú elemre és akkumulátorra (AA, AAA, gombaelem, ólom-sav, újratölthető) vonatkozik, beleértve az elektromos készülékekbe beépített elemeket is, a katonai, orvosi és elektromos szerszámok kivételével. Az irányelv szabványokat határoz meg az elemek gyűjtésére, kezelésére, újrahasonosításra és ártalmatlanításra, és célja bizonyos veszélyes anyagok betámasztása, valamint az elemek és az elektromos lánc minden szereplőjének környezeti teljesítményének javítása.

A készülék akkumulátorát nem lehet eltávolítani, és a felhasználó nem tudja azt eltávolítani. Az újrahasonosítási központok azok, amelyek ellenőrzik a termékek szétszerelését és az elemek eltávolítását. Ha valamilyen okból ki kell cserélni az akkumulátort, ezt az eljárást a hivatalos szervizközpontokkal kell elvégezni.

Az akkumulátorok háztartási hulladékká történő ártalmatlanítása tilos az Európai Unióban és másutt. Az összes akkumulátort ártalmatlanítani kell oly módon, hogy ne

Az akkumulátorral kapcsolatos óvintézkedések:

1. Ne kísérelje meg kinyitni az akkumulátort. 2. Ne szedje szét és ne zárja rövidre az akkumulátort. 3. Ne dobja az akkumulátort tűzbe vagy szemeteskosárba, és ne tegye ki 60 ° C feletti hőmérsékletnek. 4. Az akkumulátort csak a rendeltetési célra szabad felhasználni. 5. Ne használjon sérült vagy a Wearables Intelligentes

Az elemek és elektronikus berendezések hulladékaikról szóló 2012/19/EU IRÁNYELV

A termék megfelel az elektromos és elektronikus hulladékokról szóló, 2012. július 4-i 2012/19/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv követelményeinek.

Az Európai Unió előírásainak megfelelően a terméket áthúzzák, keresek szemetgyűjtő tartály szimbólummal látták el, az a termék nem tartozik a szokásos szemeteskosárba, és ha el akarja dobni, használja a megfelelő gyűjtőeszközt.

Kötelezettségek a termék eluttatása végen:

- a csomagolás és a termék újrahasonosítása a felhasználási időszak végen a megfelelő újrahasonosító társaságban,
- ne dobja a terméket a szemetérőlóba a szokásos szemetével együtt,
- Ne égessse el a terméket.

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaik ellenőrzött ártalmatlanítására vonatkozó fenti kötelezettségek betartásával kizárja a környezetre való káros hatásait és az emberi egészség veszélyeztetését.

Az RoHS irányelvvel való összhang:

Ezzel a dokumentummal a WEARABLES INTELLIGENTES SL kijelenti, hogy ez a termék megfelel a veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való felhasználásának korlátozásáról szóló, 2011. június 8-i 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek.

Elektromágneses hullámok

A dokumentum révén a WEARABLES INTELLIGENTES SL kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel a rádióberendezések fogalmazására vonatkozó alap jogszabályok harmonizációjáról szóló, 2014. április 16-i 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (beleértve az irányamutatókat) alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek, elektromágneses hullámokkal való kitétségnek az EN 301.489-1 és az EN 301.489-17, valamint a nagyfrekvenciás átvitelre vonatkozó iránymutások szerint az EN 300.328 szerint. Ez a berendezés rádióhullám-ado és -vevő, és úgy tervezték, hogy ne lépje túl a rádióhullámok (rádiófrekvenciás elektromágneses mezők) kitétségének a nemzetközi irányelvek által javasolt határértékeket. Az irányelveket egy független tudományos szervezet (ICNIRP) dolgozta ki, és magas szintű biztonságot nyújtunk minden ember biztonságának biztosítása érdekében, eltekintve egy egészségi állapototól függetlenül. E kritériumok szerint a szabványelőírja, hogy ennek a készüléknek a legnagyobb engedélyezett sugárzott teljesítménye 20 mW.





connect with
your baby